



クリニスワブ LTMフロック

医療機器製造販売届出番号 26B3X10003000098



ウイルス（インフルエンザ A[H1N1] など）、クラミジア、マイコプラズマおよびウレアプラズマなどを含む臨床検体の採取、輸送、保存のための液体培地（Viral Transport Medium: ウイルス輸送培地）付きフロックスワブ。

| | | | |
|-------------|---------------------------|---------|----------------|
| 455/SG/ST | フロックスワブ・スタンダードチップ | VTM:1ml | ブレイクポイント :80mm |
| 455/SG/3/ST | フロックスワブ・スタンダードチップ | VTM:3ml | ブレイクポイント :80mm |
| 455/SG/FT | フロックスワブ・ファインチップ | VTM:1ml | ブレイクポイント :80mm |
| 455/SG/3/FT | フロックスワブ・ファインチップ | VTM:3ml | ブレイクポイント :80mm |
| 455/SG/3/2 | フロックスワブ・スタンダードチップ+ファインチップ | VTM:3ml | ブレイクポイント :80mm |

クリニスワブ LTSフロック

医療機器製造販売届出番号 26B3X10003000097



好気性菌、嫌気性菌、および特殊栄養要求菌(Streptococcus pyogenes, Neisseria gonorrhoeae, Bacteroides fragilis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae など)の採取および輸送用フロックスワブ。使用培地はアミーズ液体培地。

| | | | |
|-----------|---------------------|-----------|-----------------|
| 430/SG/ST | フロックスワブ・スタンダードチップ | AMIES:1ml | ブレイクポイント :80mm |
| 430/SG/FT | フロックスワブ・ファインチップ | AMIES:1ml | ブレイクポイント :80mm |
| 430/SG/PT | フロックスワブ・ペディアトリックチップ | AMIES:1ml | ブレイクポイント :100mm |



直腸・糞便用又は腸内細菌の採取、輸送、保存用フロックスワブ。使用培地は、キャリブレア(Liquid Cary Blair)。

| | | | | |
|-----------|-------------------|---------|----------------|-------|
| 440/SG/ST | フロックスワブ・スタンダードチップ | BP:80mm | CARY BLAIR:2ml | チューブ入 |
|-----------|-------------------|---------|----------------|-------|

クリニスワブ DSフロック

医療機器製造販売届出番号 26B3X10003000100



チューブ入フロックスワブ



パウチ袋入フロックスワブ

| | | | |
|------------|---------------------------|----------------|-------|
| 2195/SG | フロックスワブ・スタンダードチップ | ブレイクポイント :80mm | チューブ入 |
| 2196/SG | フロックスワブ・ファインチップ | ブレイクポイント :80mm | チューブ入 |
| 6510/SG/CS | フロックスワブ・スタンダードチップ | ブレイクポイント :80mm | パウチ袋入 |
| 6520/SG/CS | フロックスワブ・ファインチップ | ブレイクポイント :80mm | パウチ袋入 |
| 6535/SG/CS | フロックスワブ・スタンダードチップ+ファインチップ | ブレイクポイント :80mm | パウチ袋入 |

※ 梱包単位 LTM、LTS 50本/箱. DS 100本/箱

v.2024.09