



CLASSIQSwabs™ トランシステム

Copan CLASSIQSwabs™ トランシステムは、臨床サンプルの採取・輸送を目的とした滅菌済みスワブです。

Copan CLASSIQSwabs™ トランシステムで収集された臨床検査用サンプルは、多くの診断キットなどを用いた分子構造解析に付されるウイルス、嫌気性菌、好気性菌などの培養と輸送に最適です。

製造元 **Copan**

AGAR GEL MEDIUM

医療機器製造販売届出番号 26B3X10003000102

チューブ中央にくびれ部分があるため、輸送時での培地の遊離を防ぎます。また、綿棒を挿入した際にはくびれ部分で培地が回転流動して気泡の発生を抑制。偏性嫌気性菌類に好ましくないエアポケットの発生を抑えています。

コード・品名	商品概要	梱包単位	
114C トランシステム	 改良アミー半流動培地+チャコール アプリケーター：プラスチック製 綿球：レーヨン製 咽頭、眼、耳、泌尿生殖器	114C0	100本
		114C1	200本
		114C2	1000本
108C トランシステム クリア	 改良アミー半流動培地 アプリケーター：プラスチック製 綿球：レーヨン製 咽頭、膈、皮膚	108C0	100本
		108C1	200本
		108C2	1000本
116C トランシステム OLG	 改良アミー半流動培地+チャコール アプリケーター：アルミニウム製 綿球：レーヨン製 鼻咽喉、眼、耳、泌尿生殖器	116C0	100本
		116C1	200本
		116C2	1000本
110C トランシステム クリア OLG	 改良アミー半流動培地 アプリケーター：アルミニウム製 綿球：レーヨン製 鼻咽喉、眼、耳、泌尿生殖器	110C0	100本
		110C1	200本
		110C2	1000本
132C トランシステム クリア CB	 キャリープレア培地 アプリケーター：プラスチック製 綿球：レーヨン製 一般採取	132C0	100本
		132C1	200本
		132C2	1000本
192C トランシステム AT	 改良アミー半流動培地+チャコール アプリケーター：アルミニウム製 綿球：レーヨン製 鼻咽喉、眼、耳、泌尿生殖器	192C0	100本
		192C1	200本
		192C2	1000本

PLAIN DRY SWABS IN TUBE

医療機器製造販売届出番号 26B3X10003000103



コード・品名	商品概要	梱包単位	
155C プレインシステム P	 アプリケーター：プラスチック製 綿球：レーヨン製	155C0	100本
		155C1	200本
		155C2	1000本
160C プレインシステム AR	 アプリケーター：アルミニウム製 綿球：レーヨン製	160C0	100本
		160C1	200本
		160C2	1000本
162C プレインシステム A	 アプリケーター：アルミニウム製 綿球：ダクロン製	162C0	100本
		162C1	200本
		162C2	1000本
184C プレインシステム MR	 アプリケーター：プラスチック製 綿球：レーヨン製 ブレイクポイント有	184C0	100本
		184C1	200本
		184C2	1000本
185C プレインシステム MP	 アプリケーター：プラスチック製 綿球：ポリエステル製 ブレイクポイント有	185C0	100本
		185C1	200本
		185C2	1000本

SWABS IN PEEL POCHE

医療機器製造販売届出番号 26B3X10003000104

コード・品名	商品概要	梱包単位
164KS01 CHスワブ PD	 アプリケーター：プラスチック製 綿球：ダクロン製	1000本
167KS01 CHスワブ PR	 アプリケーター：プラスチック製 綿球：レーヨン製	1000本
170KS01 CHスワブ AR	 アプリケーター：アルミニウム製 綿球：レーヨン製	1000本
175KS01 CHスワブ AD	 アプリケーター：アルミニウム製 綿球：ダクロン製	1000本
184CS01 CHスワブ MR	 アプリケーター：プラスチック製 綿球：レーヨン製 ブレイクポイント有	1000本
185CS01 CHスワブ MP	 アプリケーター：プラスチック製 綿球：ポリエステル製 ブレイクポイント有	1000本

製造販売業者



有限会社 テクノアメニティ
京都府亀岡市篠町柏原町頭 56
TEL 0771-58-0023 FAX 0771-58-0052

外国製造業者



コパン イタリア エスピーイー
COPAN Italia S.p.A.
国名：イタリア

