

真空採尿システム vacuaptaca® ヴァキュアプタカ



医療従事者の安全に配慮した尿サンプル採取用キットです。検体を容器からチューブに移す際の汚染リスクを取り除いたため、オペレーターの安全性が飛躍的に向上します。ホウ酸1%を保存剤として使用しているチューブは、菌量増加や死滅のリスクが少なく、その性能は冷蔵で保存する場合と同等とされています。



検体を採取します

キャップをします

シールをめくります

サンプリング・チューブを挿入します

検体に触れることなく次ステップに移行

#	内容
35150	真空サンプリング・チューブ (Ø16x100mm) PET 製 容量9 ml 滅菌済個別包装
35250	真空サンプリング・チューブ (Ø16x100mm) PET 製 保存剤 (ホウ酸 1%) 入 容量9 ml 滅菌済個別包装
5120SG	採尿容器 (120ml、目盛付、ポリプロピレン製) + ヴァキュウム・チューブ (Ø16x100 mm、PET 製) 滅菌済個別包装
5060SG	採尿容器 (60ml、目盛付、ポリプロピレン製) + ヴァキュウム・チューブ (Ø16x100 mm、PET 製) 滅菌済個別包装